

回転傾斜ステージ

回転傾斜角度をつけて自由な方向から観察・撮影に最適なステージ

RIS2-30



φ30mmステージ
コンパクトタイプで顕微鏡に最適

RIS2-45



φ45mmステージ
コンパクトタイプで顕微鏡に最適

RIS7-24M




□24mmステージ
角度目盛り付き

RIS3-100



□10cmステージ
傾斜角〜50°

RIS3-200



□20cmステージ
傾斜角〜35°

RIS6-100



一方向傾斜ステージ
傾斜角±90° ストッパー付

品番	RIS2-30	RIS2-45	RIS7-24M	RIS3-100	RIS3-200	RIS6-100
ステージ面サイズ	φ30mm	φ45mm	24mm×24mm	100mm×100mm	200mm×200mm	100mm×100mm
ステージ面	マイクロ吸盤/黒色	マイクロ吸盤/黒色	マイクロ吸盤/黒色	マイクロ吸盤/黒色	マイクロ吸盤/黒色	マイクロ吸盤/黒色
傾斜角	0°〜90°	0°〜90°	±90°	0°〜50°	0°〜35°	±90°
回転角	360°	360°	360°	360°	360°	—
本体材質	ステンレス、POM	POM	ステンレス、POM	アルミ、ステンレス、POM	アルミ、POM	アルミ、ステンレス、POM
寸法	φ38×H37mm	φ55×H40mm	□24×H55mm	W175×L100×H105mm	W275×L200×H100mm	W170×L100×H105mm
重量	約150g	約90g	約235g	約540g	約1,200g	約690g
用途	小物部品	小物部品	小物部品	小物部品	小物部品・基板など	小物部品・基板など
オプション	交換用シートφ30mm	交換用シートφ45mm	交換用シート□24mm 金属台座無タイプ	交換用シート□10cm	—	交換用シート□10cm 角度計/角度計台座

※黒色取っ手は引いて回せます。

New

マイクロ吸盤 サンプル

RIS1-20



極小部品の観察用

RIS4-20



挟み込み樹脂ステージ

RIS4-40



RIS4-15MR



ステージ交換式

RIS3-100-50S



水平固定機能付き
高さ50mm



保護フィルムを剥がしお試しください。

※ご注意

吸盤ですので凹凸のある面には十分な吸着力が発揮できない場合があります。吸盤が汚れて吸着力が低下した場合は水か消毒用エタノールを含ませた布で汚れを拭き落としてください。

品番	RIS1-20	RIS4-20	RIS4-40	RIS4-15MR	RIS3-100-50S
ステージ面サイズ	φ20mm	φ22×8mm	φ40×10mm	φ20mm	100mm×100mm
ステージ面	マイクロ吸盤/黒色	POM、挟み幅〜3mm	POM、挟み幅〜10mm	マイクロ吸盤/黒色	マイクロ吸盤/黒色
傾斜角	0°〜45°	360°	360°	360° 90° 毎のストップ機能付	0°〜約30°
回転角	360°	軸に対して360°	軸に対して360°	軸に対して360°	360°
本体材質	アルミ、ステンレス、POM	アルミ、ステンレス、POM	アルミ、ステンレス、POM	アルミ、ステンレス	アルミ、ステンレス、POM
寸法	W100×L100×H85mm	W80×L50×H60mm	W100×L100×H75mm	W60×L40×H50mm	W175×L100×H50mm
重量	約220g	約115g	約310g	約197g	約452g
用途	極小パーツ・貴金属・ペレット	ピン・薄板商品	薄肉品	極小パーツ	小物部品
オプション	交換用シートφ20mm	ピン挟み用溝加工	溝加工	ステージ部追加オーダー可	—

価格についてはホームページをご覧ください。

ステージ 高井精器

検索

特注品ステージのご相談承ります。

●ここに記載した製品仕様は、2015年11月現在のもので予告なく変更することがあります。

◆お問い合わせは

TAKAI 株式会社高井精器

TEL:0466-27-6201
http://www.tki.ne.jp

神奈川県藤沢市鵠沼神明1-3-1
FAX0466-29-3401 〒251-0021
E-mail postmaster@tki.ne.jp